

Описание работы процентной массы в весах CL

Функция процентной массы для последних прошивок CL5000J-I, CL3000, CL5000-D (как правило, используется для печати двух масс замороженной рыбы: без глазури и с глазурью).

Работает с прошивками:

CL5000J-I: v. 323; r0836

CL3000, CL5000-D: v. 2.95.0; r2252, r2253

Для использования требуется версия CL-Works не ниже 2.96.10.

Данная функция позволяет выводить на печать дополнительные поля: значение массы товара без глазури и процент глазури. В данных прошивках реализован расчёт стоимости по массе без глазури (при ранее реализованной функции процентной массы на весах CL5000J-I расчёт производился по полной массе). Также возможна печать массы в штрих-коде, как полной, так и без глазури. Процент глазури устанавливается через процент массы товара в базе товаров (поле "Weight % rate"). Например, если масса глазури составляет 5%, то в данном поле товара должно быть установлено значение "95%".

В настройке формата этикетки (CL-Works) имеется 2 поля, которые могут быть использованы для данной функции:

f(x) -> "Масса тары в %: 24" - используется для печати на этикетке массы глазури;

f(kg) -> "Percent weight: 216" - используется для печати на этикетке массы товара без глазури.

В настройках штрих-кода есть 2 переменные, которые могут быть использованы для данной функции:

w - масса товара без глазури;

W - масса товара с глазурью.